

ファーマラボEXPO

PHCブースでお待ちしています！

第3回

ファーマラボ EXPO 東京

医薬品 研究・開発展

▶ 会 期：2021年12月8日(水)～12月10日(金)

▶ 開催時間：10:00～17:00

▶ 会 場：幕張メッセ国際展示場

ブース No.

21-15

▶ 出展社による製品・技術セミナー

12月10日(金) 13:00～13:30 展示会場内 特設セミナー会場

テーマ

接着細胞培養用バイオリアクターと
細胞凍結保存ソリューション

本チラシをPHCブースへお持ちいただくと、記念品をプレゼント！

PHCブースご来場記録



展示内容 (予定)

ノンフロンシリーズ

- ▶ノンフロン冷媒で大幅省エネ
- ▶フロン排出抑制法対象外
- ▶データログ、USB出力



CO₂インキュベーター

- ▶液晶タッチパネル/有機ELパネル
- ▶棚受けの無い器内すっきり構造
- ▶データログ、USB出力



リモートモニタリングシステム

- ▶離れた場所からも機器をモニタリング
- ▶クラウドへデータ保存
スマホやPCから確認可能



接着細胞用バイオリアクター scale-X™ hydro システム

- ▶ 初期段階のプロセス開発向けスモールスケールシステム
- ▶ Fixed-bed構造のバイオリアクター
- ▶ フラスコレベルからの簡易な移行が可能
- ▶ pH、DO、温度のモニタリングが可能
- ▶ 商用生産に向けた連続的なスケールアップが可能



製造元: Univercells Technologies S.A.

パネル展示 (予定)

次世代シーケンサー DNBSEQ™シリーズ

- ▶高速
24時間でのシーケンス完了 (PE150)
- ▶高柔軟性
4つのフローセル、PE150及び
PE100の同時稼働
- ▶超高スループット
一日で6 Tbのハイクオリティデータ



〔輸入元〕日本華大智造科技株式会社 (Japan MGI Tech Co., Ltd) MGI

LN₂回生式 低温試料保存容器 MVE Fusion 1500TM

- ▶液体窒素の再充填不要
(初回のみ約50Lの充填が必要)
- ▶100 V電源のみで-150 °C以下
- ▶電源供給が止まっても、
-150 °C以下を7日間維持



製造元: MVE Biological Solutions (米国)
輸入発売元: 株式会社巴商会

- 当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC株式会社
バイオメディカ事業部
〒105-8433
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所	TEL 011-231-7113	FAX 011-271-0714
東北営業所	TEL 022-266-2131	FAX 022-215-5582
東京営業所	TEL 03-5408-7277	FAX 03-5408-0873
南関東営業所	TEL 045-978-5134	FAX 045-978-5150
中部営業所	TEL 052-211-8880	FAX 052-211-8882
近畿営業所	TEL 06-6136-1415	FAX 06-6136-1449
中国営業所	TEL 082-247-7532	FAX 082-240-2701
九州営業所	TEL 092-292-7719	FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は
2021年10月現在のものです。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。