

超低温フリーザー用 貯蔵ケース  
**MDF-70SCL** メーカー希望小売価格 30,000 円 (税・据付搬入費別)  
**MDF-72SCL** メーカー希望小売価格 32,000 円 (税・据付搬入費別)


## フラッグシップシリーズ超低温フリーザー用 貯蔵ケース発売

### MDF-70SCL

・引出 4 段

従来品【MDF-70SC】より  
 25mm 高さアップ

◎MDF-70SC は併売です



↑  
高さ  
25mm  
↑  
アップ



MDF-70SCL

MDF-70SC (従来品)

・超低温フリーザーへの収納イメージ

フラッグシップシリーズ 超低温フリーザー

- ・MDF-DU702VX
- ・MDF-DU702VH
- ・MDF-DU502VX
- ・MDF-DU502VH

へぴったり収納可能



MDF-DU702VX



MDF-DU502VX

### MDF-72SCL

・引出 2 段

従来品【MDF-72SC】より  
 25mm 高さアップ

◎MDF-72SC は併売です



↑  
高さ  
25mm  
↑  
アップ



MDF-72SCL

MDF-72SC (従来品)

・超低温フリーザーへの収納イメージ

フラッグシップシリーズ 超低温フリーザー

- ・MDF-DU702VX
- ・MDF-DU702VH
- ・MDF-DU502VX
- ・MDF-DU502VH

へぴったり収納可能



MDF-DU702VX



MDF-DU502VX

仕様


品番	新品番		従来品番(併売)	
	MDF-70SCL-PJ	MDF-72SCL-PJ	MDF-70SC-PJ	MDF-72SC-PJ
外形寸法(mm)	W280×D552×H335		W279×D552×H310	W278×D552×H312
引出有効内径寸法(mm)	W268×D544×H76	W268×D544×H155	W269×D546×H70	W269×D546×H144
引出段数	4段	2段	4段	2段
材質	アルミ製アルマイト仕上げ		アルミ製アルマイト仕上げ	
製品質量	約7 kg	約5 kg	約7 kg	約5 kg
対象超低温フリーザー 収納個数	MDF-DU702VX/DU702VHS1:最大12個 MDF-DU502VX/DU502VHS1:最大8個		MDF-U700VX/DU700VH:最大12個 MDF-U500VX/DU500VH:最大8個	

超低温フリーザー（アップライトタイプ）との組合せ表

品番	MDF-70SCL-PJ	MDF-72SCL-PJ	MDF-70SC-PJ	MDF-72SC-PJ
MDF-DU702VX-PJ	◎	◎	○	○
MDF-DU702VH-PJ	◎	◎	○	○
MDF-DU702VHS1-PJ	◎	◎	○	○
MDF-DU502VX-PJ	◎	◎	○	○
MDF-DU502VH-PJ	◎	◎	○	○
MDF-DU502VHS1-PJ	◎	◎	○	○
MDF-U700VX-PJ	×	×	◎	◎
MDF-DU700VH-PJ	×	×	◎	◎
MDF-U500VX-PJ	×	×	◎	◎
MDF-DU500VH-PJ	×	×	◎	◎
MDF-DU901VHS1-PJ	×	×	◎	◎

\* MDF-70SC/MDF-72SCは併売です ◎:ぴったり収納 ○:収納可能(隙間ができます) ×:収納不可

寸法



- 当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC株式会社  
バイオメディカ事業部

〒105-8433  
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道出張所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714  
 北日本営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582  
 東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873  
 南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150  
 中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490  
 近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449  
 中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701  
 九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は  
2019年10月現在のものです。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。