





項目	仕様		
製品名	マルチガスインキュベーター		
品番	MCO-170M	MCO-170MUV	MCO-170MUVH
外形寸法	W620 mm x D730 mm x H905 mm		
内形寸法	W490 mm x D523 mm x H665 mm		
内容量	161 L		
電源コード	3m 単相 100 V, 110-120 V, 220-240 V		
総合最大消費電力	345 W (100 V), 370 W (100-120V), 375 W (220-240 V)		
総合最大電流	3.7 A (100 V), 3.3 A (100-120 V), 1.8 A (220-240 V)		
製品質量	77 kg	77 kg	79 kg



S13000014-00

MCO-170MUVH-PJ

CABINET ASSY

1/10 2

3 MCO-170M/MUV/MUVH 外観図

- 紙配布
- 11/11/11(申)
- 調査
- 生産技術
- 源泉製造
- パイオ製造
- 分析製造
- 品質管理
- LS品質
- PHFC品質
- EOS LS
- EOS PHFC
- 原簿管理
- 技術管理
- その他
- PAPRSA
- PAPCCDL
- PHCI

K. コパケン
15, 10, 15

M. パバ
15, 10, 15

MCO-170MUVH-PJ 1